

PAD TEST

Nous essayons ici d'évaluer la quantité de fuite d'urine par 24H. Pour cela il existe deux options, la 1ère consiste à comptabiliser la quantité de liquide recueillie dans la poche à urine au bout de 24h. Pour la deuxième option il faut peser initialement la protection et de nouveau la ou les peser au bout de 24h. Il suffit de noter la différence de poids après 24h. Il est important de le faire sur 3 jours avec des journées différentes afin d'évaluer la perte maximale d'urine.

Type de recueil (1 seul)	Journée de Repos	Journée d'activité modérée	Journée d'activité intense
Etuit pénien	(ml)	(ml)	(ml)
Protection (poids initial: g)	(g)	(g)	(g)